

Anleitung zur Probeentnahme bei Kleinwiederkäuern

Wählen Sie zunächst die Tiere aus, die beprobt werden sollen.

Frischen Kot können Sie entweder von einzelnen Tieren einsenden (Einzelkotprobe) oder auch von 2-5 Tieren einer Gruppe gemeinsam untersuchen lassen (Sammelkotprobe). Die Analyse von Einzelkotproben ist vor allem bei Problemen einzelner Tiere oder bei kleinen Gruppen angebracht.

Einzelkotprobe

1. Nehmen Sie einen kleinen Plastikbeutel (z. Bsp.: Robidogsäckli) und sammeln Sie jeweils eine walnussgroße Menge des frisch abgesetzten Kots. Wiederholen Sie dies bei zwei weiteren Kotabgaben. Nehmen Sie für jede Probe einen neuen Plastikbeutel. Bewahren Sie die bereits gesammelten Proben kühl auf (4°C-8°C). Legen Sie den zugebundenen Plastikbeutel in einen verschlossenen und auslaufsicheren Versandbeutel (Ziplock-Beutel). Sie können alle Proben in denselben Beutel geben.
2. Drucken Sie das entsprechende Auftragsformular und füllen Sie es vollständig aus. Senden Sie das Auftragsformular mit den Proben zusammen von Sonntag bis Mittwoch, per A-Post, ein.

Sammelkotprobe:

1. Nehmen Sie einen kleinen Plastikbeutel (z. Bsp.: Robidogsäckli) und sammeln Sie von maximal 5 Tieren aus einer Gruppe jeweils die identische Menge an frischen Kot (insgesamt etwa die Menge eines halben Jogurthbechers). Am besten trennen Sie die ausgewählten Tiere von der Herde, auf einen sauberen befestigten Platz und warten auf den Kotabsatz bei jedem Tier. Bewahren Sie die bereits gesammelten Proben kühl auf (4°C-8°C). Legen Sie den zugebundenen Plastikbeutel in einen verschlossenen und auslaufsicheren Versandbeutel (Ziplock-Beutel). Sie können alle Proben in denselben Beutel geben.
2. Drucken Sie das entsprechende Auftragsformular und füllen Sie es vollständig aus. Senden Sie das Auftragsformular mit den Proben zusammen von Sonntag bis Mittwoch, per A-Post, ein

Wichtige Hinweise zur Probeentnahme:

- Nur frischen Kot verwenden und möglichst ohne Einstreu oder Erde
- Beachten Sie unsere Öffnungszeiten und die Feiertage
- Senden Sie bei Aussentemperaturen unter -10°C oder über 30°C keine Proben ein
- **Im Sommer:** Bitte stellen Sie sicher, dass der ausgewählte Briefkasten noch am selben Tag geleert wird und die Probe nicht zu lange darin verweilt.